


LAUDA

75 ¹⁹³⁵ ²⁰¹⁰ Jahre
 **OMNILAB**



Mit OMNILAB und LAUDA gestärkt in den Tag!

Bei Bestellung eines Thermostaten aus der neuen

Gerätelinie LAUDA ECO

erhalten die ersten 75 Kunden einen mit

Köstlichkeiten gefüllten Frühstückskorb

für sieben Personen direkt ins Unternehmen.

Gönnen Sie sich eine kleine Stärkung
und genießen Sie mit Ihren Kollegen
ein exklusives OMNILAB-Frühstück!



LAUDA ECO

Wärme- und Kältethermostate

Ökonomisch Temperieren von -50 bis 200 °C

Mit der neuen ECO setzt LAUDA die einzigartige Erfolgsgeschichte der Gerätelinie LAUDA Ecoline fort. Neuerungen und Weiterentwicklungen gibt es vor allem bezüglich Leistungsumfang und Bedienfreundlichkeit. Die beiden Kontrollköpfe mit den Namen ECO Silver und ECO Gold verfügen über eine kräftige Umwälzpumpe mit einer um über 30 Prozent gesteigerten Pumpenleistung gegenüber den Vorgängermodellen. Die Menüführung im Klartext ermöglicht eine sehr einfache Bedienung der Geräte. Eine Mini-USB-Schnittstelle ist bei beiden Kontrollköpfen serienmäßig enthalten, zusätzliche Schnittstellen sind als Module erhältlich. Eine weitere Neuerung ist die praktische Förderstromaufteilung vorne am Kontrollkopf. Damit ist eine individuelle Aufteilung des Förderstroms zwischen interner und externer Umwälzung auch während des Betriebes

möglich. Die abgeschrägte Front ist einzigartig und minimiert die Stellfläche. Die leistungsstärksten Geräte sind mit dem LAUDA SmartCool System ausgestattet. Alle Kältethermostate sind als luft- und wassergekühlte Varianten erhältlich.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- **Monochromes LCD- (Silver) bzw. farbiges TFT-Display (Gold)**
- **Alle Kontrollköpfe sind serienmäßig mit einer Mini-USB-Schnittstelle ausgestattet**
- **Integrierter Programmgeber**
- **Variopumpe mit 6 einstellbaren Leistungsstufen zur Einstellung interner / externer Umwälzung**



FORDERN SIE IHR INDIVIDUELLES ANGEBOT AN!



OMNILAB

OMNILAB-KRANNICH GmbH
Elliehäuser Weg 17
37079 Göttingen
Telefon 05 51 / 6 94 02-0
Telefax 05 51 / 6 94 02-30

OMNILAB-LABORZENTRUM GmbH & Co. KG
Robert-Hooke-Straße 8 · **28359 Bremen**
Telefon 04 21 / 1 75 99-0
Telefax 04 21 / 1 75 99-300
www.omnilab.de · info@omnilab.de

Schubert & Weiss OMNILAB GmbH & Co. KG
Fromundstraße 34 · **81547 München**
Telefon 0 89 / 6 92 57 18
Telefax 0 89 / 6 91 24 13

Flexibel. Verlässlich. Persönlich.