

Exklusive Sonderaktion!

accu-jet® pro Pipettierhelfer

Gültig bis zum 31.8.2017

Mit einer Hand freien Ablauf oder motorisiertes Ausblasen wählen, stufenlos die Motordrehzahl regeln und mit den Pipettiertasten feinfühlig die Pipettiergeschwindigkeit steuern - besonders bewährt bei kleinvolumigen Pipetten. Durch den handlichen Griff (190 g) und die ausgezeichnete Gewichtsverteilung lassen sich auch lange Serien pipettieren.

Lieferung mit zweitem Batteriefachdeckel mit Längsstegen. So lässt sich das Gerät auf dem Kopf abstellen, um eine Kontamination des Pipettenadapters zu vermeiden.

- Stufenlose Regulierung der maximalen Pipettiergeschwindigkeit.
- Robuste, leistungsstarke Pumpe für schnelle Füllzeiten (50 ml in 10 s).

- Eine Leuchtdiode zeigt durch Blinken an, dass die Akkukapazität noch für 2 Betriebsstunden ausreicht.
- 8 h Dauerpipettieren mit einer 10 ml Pipette ohne Nachladen.
- Korrosionsschutz durch aktiven Druckausgleich.
- Rückschlagventil / Membranfilter zum Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeiten.
- Flüssigkeitsabgabe wahlweise im freien Ablauf oder mit motorisiertem Ausblasen.
- Für Glas- und Kunststoffpipetten von 0,1 bis 200 ml.

Lieferumfang:

accu-jet® pro, Nickel-Metallhydrid Akku, 2 Batteriefachdeckel, Wandhalter, Netzteil, 2 Ersatz-Membranfilter 0,2 µm (steril).



Beschreibung	Farbe	VE	Best.-Nr.	Katalogpreis EUR	Aktion EUR
accu-jet® pro	dunkelblau	1	5281090	407,00	263,00
accu-jet® pro	magenta	1	5281010	407,00	263,00
accu-jet® pro	grün	1	5281015	407,00	263,00
accu-jet® pro	königsblau	1	5281020	407,00	263,00

Aktionspaket: variable Einkanal-Kolbenhubpipetten Transferpette® S inkl. passender Spitzen

Gültig bis zum 31.12.2017

Exklusiv bei OMNILAB: bestellen Sie eine variable Einkanal-Kolbenhubpipette Transferpette® S und Sie erhalten die passenden Pipettenspitzen gleich gratis dazu.

Die Transferpette® S Pipetten sind die perfekten manuellen Pipetten für anspruchsvolle Anwendungen im Labor. Sie besitzen alle Eigenschaften, die von Anwendern im Life Science Bereich gefordert werden: Robustheit, Einhand-Bedienung, komplette Autoklavierbarkeit, hohe Genauigkeit und Easy Calibration-Technik für lang anhaltende Zuverlässigkeit.

- Zentrale Pipettiertaste und separate Abwerferfunktion.
- Einhand-Bedienung - einfache Volumeneinstellung für Rechts- und Linkshänder.
- Komplett bei 121 °C autoklavierbar (2 bar), nach DIN EN 285.

- 4-stellige Volumenanzeige für höchste Genauigkeit, stets gut ablesbar.
- Änderung der Werkseinstellung von außen deutlich sichtbar.

Lieferumfang:

Transferpette® S, variabel, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Regalhalter und Silikonöl sowie Pipettenspitzen in TipBox, unsteril.

Typ	Volumen µl	R* ≤ ± %	VK** ≤ %	Inkl. Pipettenspitzen	VE	Best.-Nr.	Katalogpreis EUR	Aktion EUR
D-1	0,1 bis 1	2	0,012	480 x 0,1 bis 20 µl	1	5444682	282,20	129,00
D-2,5	0,1 bis 2,5	1,4	0,7	480 x 0,5 bis 20 µl	1	5444683	279,85	129,00
D-10	0,5 bis 10	1	0,5	480 x 0,5 bis 20 µl	1	5444684	279,85	129,00
D-20	2 bis 20	0,8	0,4	480 x 2 bis 200 µl	1	5444685	252,20	129,00
D-50	5 bis 50	0,8	0,3	480 x 2 bis 200 µl	1	5444686	252,20	129,00
D-100	10 bis 100	0,6	0,2	480 x 2 bis 200 µl	1	5444687	252,20	129,00
D-200	20 bis 200	0,6	0,2	480 x 2 bis 200 µl	1	5444688	252,20	129,00
D-1000	100 bis 1000	0,6	0,2	480 x 50 bis 1000 µl	1	5444689	253,15	129,00
D-5000	500 bis 5000	0,6	0,2	28 x 500 bis 5000 µl	1	5444690	278,30	129,00
D-10000	1000 bis 10000	0,6	0,2	18 x 1000 bis 10000 µl	1	5444691	288,10	129,00

* R = Richtigkeit, ** VK = Variationskoeffizient. Justiert auf »Ex«. Fehlergrenzen bezogen auf das auf dem Gerät aufgedruckte Nennvolumen (= max. Volumen).

