



Jetzt bis zu
25%*
sparen!

HandyStep® S

Verpassen Sie nicht unseren Sonderpreis für den Mehrfachdispenser HandyStep® S nur vom 01.01. bis 31.03.2021!

BRAND. For lab. For life.®

HandyStep® S – der Mehrfachdispenser für alle Fälle!

Ideal für Routine und Forschung in der Diagnostik, Molekularbiologie, Umweltanalytik u.v.m.

HandyStep® S und PD-Tips arbeiten nach dem Direktverdrängungsprinzip. Damit können auch flüssige Medien mit hoher Viskosität, hoher Dichte oder hohem Dampfdruck mit höchster Präzision dosiert werden. Die direkte Verdrängung erlaubt kontaminationsfreies Arbeiten, da keine Aerosole entstehen.

Ihre Vorteile:

- + Lange Pipettierserien leicht gemacht
- + Arbeitet mit PD-Tips von BRAND und anderen Spitzen
- + Robust, stabil, funktional

Sonderaktion HandyStep® S

Aktionszeitraum: 01.01. bis 31.03.2021



Sparen Sie 25%*!
Einfach die gewünschte Menge in die Tabelle eintragen und das ausgefüllte Formular an Ihren Fachhändler senden!

Ja, ich möchte an der Aktion teilnehmen und bestelle zum Aktionspreis*:

HandyStep® S

Best.-Nr.	Beschreibung	Menge	Aktionspreis €*	Gesamtpreis €*
5426914	Mehrfachdispenser HandyStep® S, DE-M, inkl. Regalhalter, mit 3 PD-Tips (0,1 ml, 1 ml und 10 ml)		157,61	
			Summe:	

Datum _____ Unterschrift _____

Adresse:

.....
Vorname Nachname

.....
Institut/Firma

.....
Straße Postleitzahl, Ort

.....
E-Mail-Adresse Tel./Fax

Händler:

 **OMNILAB**
OMNILAB-LABORZENTRUM GmbH & Co. KG
Robert-Hooke-Str. 8
28359 Bremen, Germany
Tel.: +49 (0)421 / 175 99-0
Fax: +49 (0)421 / 175 99-300
bestellwesen@omnilab.de

* Alle Preise unverb. Preisempfehlung zzgl. MwSt. Ersparnis in Prozent gegenüber BRAND Preisliste 2021. Ihre Bestellung wird über den Fachhandel ausgeliefert.

BRAND®, BRAND. For lab. For life®, HandyStep® S sowie die abgebildeten Wort-Bild-Marken und die Wort-Bild-Marke BRAND sind Marken oder eingetragene Marken der BRAND GMBH + CO KG, Deutschland. Alle anderen abgebildeten oder wiedergegebenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

