



Jetzt bis zu
38%*
sparen!

accu-jet® pro

Verpassen Sie nicht unseren Sonderpreis für
den Pipettierhelfer accu-jet® pro
nur vom 01.09. bis 31.12.2020

BRAND. For lab. For life.®

Pipettierhelfer accu-jet® pro

Ideal für Routine und Forschung in der Diagnostik, Molekularbiologie, Umweltanalytik u.v.m.
HandyStep® S und PD-Tips arbeiten nach dem Direktverdrängungsprinzip. Damit können auch flüssige Medien mit hoher Viskosität, hoher Dichte oder hohem Dampfdruck mit höchster Präzision dosiert werden. Die direkte Verdrängung erlaubt kontaminationsfreies Arbeiten, da keine Aerosole entstehen.

Ihre Vorteile:

- + Kraftvoll: Füllt eine 50 ml-Pipette in weniger als 10 Sekunden.
- + Feinfühlig: Präzise Regelung der Pipettiergeschwindigkeit.
- + Ausdauernd: bis zu 8 Stunden Dauerpipettieren ohne Nachladen

Sonderaktion accu-jet® pro

Aktionszeitraum: 01.09. bis 31.12.2020

Sparen Sie 38%*!

Einfach die gewünschte Menge in die Tabelle eintragen und das ausgefüllte Formular an Ihren Fachhändler senden!



Ja, ich möchte an der Aktion teilnehmen und bestelle zum Aktionspreis*:

accu-jet® pro Pipettierhelfer

inkl. Nickel-Metallhydrid-Akku, 2 Batteriefachdeckel, Wandhalter, Netzteil (100-240 V; 50/60 Hz), 2 Ersatz-Membranfilter 0,2 µm steril

| Best.-Nr. | Beschreibung | Menge | Aktionspreis €* | Gesamtpreis €* |
|-----------|--|-------|-----------------|----------------|
| 5281090 | dunkelblau, Ladegerät Europa 100-240 V; 50/60 Hz | | 249,00 | |
| 5281010 | magenta, Ladegerät Europa 100-240 V;50/60 Hz | | 249,00 | |
| 5281015 | grün, Ladegerät Europa 100-240 V; 50/60 Hz | | 249,00 | |
| 5281020 | royalblau, Ladegerät Europa 100-240 V;50/60Hz | | 249,00 | |
| | | | Summe: | |

Datum

Unterschrift

Adresse:

Vorname

Nachname

Institut/Firma

Straße

Postleitzahl, Ort

E-Mail-Adresse

Tel./Fax

Händler:



OMNILAB

OMNILAB-LABORZENTRUM GmbH & Co. KG

Robert-Hooke-Str. 8
28359 Bremen, Germany
Tel.: +49 (0)421 / 175 99-0
Fax: +49 (0)421 / 175 99-300
info@omnilab.de

* Alle Preise unverb. Preisempfehlung zzgl. MwSt. Ersparnis in Prozent gegenüber BRAND Preisliste 2020.

Ihre Bestellung wird über den Fachhandel ausgeliefert.

BRAND®, BRAND. For lab. For life.®, accu-jet® sowie die abgebildeten Wort-Bild-Marken und die Wort-Bild-Marke BRAND sind Marken oder eingetragene Marken der BRAND GMBH + CO KG, Deutschland. Alle anderen abgebildeten oder wiedergegebenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

BRAND GMBH + CO KG | Postfach 1155 | 97877 Wertheim | Germany
T +49 9342 808-0 | F +49 9342 808-98000 | info@brand.de | www.brand.de

