

DAS MAß ALLER DINGE

BRAND Messkolben & Messzylinder

Die hochgenauen Volumenmessgeräte von BRAND garantieren Ihnen exakte Analysen bei der täglichen Arbeit im Labor!

Die Messgeräte sind individuell justiert, bestehen komplett aus Glas und sind daher gegen nahezu alle chemischen Substanzen hochresistent – eine wesentliche Voraussetzung für die dauerhafte Präzision bei Messungen.



✓ **Höchstmaß an Genauigkeit**

✓ **Markenqualität**

✓ **Mit Chargennummer und -zertifikat**

Gültig vom 01. Oktober bis 31. Dezember 2020

MESSKOLBEN

Messkolben sind unentbehrlich im Labor, zum Beispiel für das Ansetzen von Verdünnungen und Maßlösungen. BLAUBRAND®-Messkolben aus Glas erfüllen die Anforderungen der Klasse A und sind DE-M konform gemäß der Deutschen Mess- und Eichverordnung. Sie werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat geliefert.

Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung BRAND

BLAUBRAND®, Boro 3.3. DIN EN ISO 1042, DE-M gekennzeichnet. Justiert auf »In«. Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat oder DAkKS-Kalibrierschein erhältlich.



Mit PP / PE-Stopfen

Inhalt ml	Fehlergrenze ± ml	NS	VE	Best.-Nr.	Katalogpreis EUR	Aktion EUR
25 W	0,06	12 / 21	2	5276438	31,60	22,12
50 W	0,08	14 / 23	2	5276456	31,60	22,12
100	0,1	14 / 23	2	5276457	34,60	24,22

W = Weithals.

Mit Glas-Stopfen

Inhalt ml	Fehlergrenze ± ml	NS	VE	Best.-Nr.	Katalogpreis EUR	Aktion EUR
25 W	0,06	12 / 21	2	5276414	34,60	24,22
50 W	0,08	14 / 23	2	5276412	37,10	25,98
100	0,1	14 / 23	2	5276413	40,20	28,14

W = Weithals.

MESSZYLINDER

Die Messzylinder von BRAND besitzen eine hervorragende Resistenz gegen Chemikalien. Mit der automatisierten Fertigung und der individuellen Justage erreichen wir die gleichbleibend hohe Qualität der Messzylinder.

Messzylinder, Klasse A, blau graduiert BRAND

BLAUBRAND®. Hohe Form, Klasse A, Hauptpunkte-Ringteilung. DE-M gekennzeichnet, mit Chargennummer und beiliegendem Chargenzertifikat. Boro 3.3. DIN EN ISO 4788. Justiert auf »In«. Graduierung und Beschriftung in kontraststarker, blauer Emailfarbe. Mit Ausguss und Sechskantfuß.

-30 %



Inhalt ml	Teilung ml	Fehlergrenze ± ml	Höhe mm	VE	Best.-Nr.	Katalogpreis EUR	Aktion EUR
5	0,1	0,05	115	2	5274105	18,50	12,96
10	0,2	0,10	140	2	5274108	18,50	12,96
25	0,5	0,25	170	2	5274120	19,50	13,66
50	1	0,5	200	2	5274128	21,50	15,06
100	1	0,5	260	2	5274138	22,80	15,96
250	2	1,0	335	2	5274148	44,00	30,80
500	5	2,5	365	2	5274154	74,80	52,36
1000	10	5	465	1	5274162	58,35	40,85
2000	20	10	505	1	5274164	98,95	69,27

UNIVERSALREINIGER

Eine ordnungsgemäße Reinigung Ihrer Volumenmessgeräte ist für die dauerhaft präzise Messung im Labor unerlässlich.

Mucasal® ist ein universell einsetzbarer Reiniger für Laborgeräte und Instrumente aus Glas, Porzellan, Kunststoff, Gummi und Metall. In ca. 10 bis 30 Minuten wird das Spülgut ohne mechanische Hilfe gereinigt.

Mucasal® ersetzt Chromschwefelsäure, ist frei von Chlor und Ätzalkalien, ungiftig, nicht aggressiv und biologisch abbaubar. Mucasal® ist auch für die Reinigung im Wischverfahren geeignet.

Universalreiniger Mucasal® BRAND

Flüssiges, alkalisches Hochleistungskonzentrat für das Tauch- und Ultraschallbad.

Inhaltsstoffe:

> 30 % Phosphate, < 5 % anionische Tenside, amphotere Tenside, Komplexbildner, Korrosionsinhibitoren, Hilfsstoffe.

Anwendungskonzentration:

Im Ultraschallbad: 0,2 bis 2 % (1,4 bis 14 ml / l)

Im Tauchbad: 0,7 bis 3 % (5 bis 22 ml / l)

Chemisch-physikalische Daten:

Dichte: ca. 1,4 g / ml

pH-Wert (0,7 %ig): ca. 11,5

pH-Wert (3 %ig): ca. 11,7



Behälter	Inhalt	VE	Best.-Nr.	Katalogpreis EUR	Aktion EUR
Kanister	5 l	1	5192507	126,45	113,81

JETZT BESTELLEN.

 per E-Mail an bestellwesen@omnilab.de oder

 telefonisch unter +49 342 998037100

 im [Online-Shop](#)

 **OMNILAB**

**OMNILAB-LABORZENTRUM
GmbH & Co. KG**

Robert-Hooke-Str. 8
28359 Bremen

Telefon +49 (0) 421 17599-0
Fax +49 (0) 421 17599-300

info@omnilab.de
www.omnilab.de

Die Aktionspreise sind nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.

Die Preise sind in Euro angegeben und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Abbildungen zum Teil ähnlich. Alle genannten Preise gelten nur für den deutschen Markt. Kein Verkauf an Privatpersonen.