

GLASKLARE SACHE

Qualität zum Bestpreis

Mit den BLAUBRAND® Messkolben aus Glas setzen Sie auf Qualität von Anfang an.

Die Messkolben bieten ein Höchstmaß an Genauigkeit. Die strikte statistische Qualitätsprüfung sichert den hohen Gütestandard: für präzise Ergebnisse in Chemie und Pharmazie.

Die PP-Stopfen reduzieren erheblich die Bruchgefahr beim Umfallen und verhindern ein Abrollen des Messkolbens vom Labortisch.



✓ Lange Lebensdauer

✓ Lieferung inkl. Chargenzertifikat

✓ Computergesteuerte Justierung

✓ AQL < 0,4

Gültig vom 01. April bis 30. Juni 2021

MESSKOLBEN MIT STOPFEN

Alle BLAUBRAND® Messkolben werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Charginzertifikat pro Originalverpackung geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.

- ✓ Klasse A.
- ✓ BLAUBRAND®, Boro 3.3.
- ✓ DIN EN ISO 1042, DE-M gekennzeichnet.
- ✓ Justiert auf In.

-35%



Messkolben mit blauer Graduierung

Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe.

Inhalt ml	Fehlergrenze ± ml	NS	Stopfen	VE	Best.-Nr.	Katalogpreis EUR	Aktion EUR
5 W	0,04	10 / 19	PP	2	5276437	28,10	18,00
10	0,025	7 / 16	PP	2	5445516	28,10	18,00
10 W	0,04	10 / 19	PP	2	5276443	28,50	18,50
20 W	0,06	12 / 21	PP	2	5423675	29,50	19,00
20	0,04	10 / 19	PP	2	5276446	29,10	19,00
25	0,04	10 / 19	PP	2	5276447	29,10	19,00
25 W	0,06	12 / 21	PP	2	5276438	32,40	21,00
50	0,06	12 / 21	PP	2	5276448	32,00	21,00
50 W	0,08	14 / 23	PP	2	5276456	32,40	21,00
100	0,1	12 / 21	PP	2	5276449	35,50	23,00
100	0,1	14 / 23	PP	2	5276457	35,50	23,00
150	0,15	14 / 23	PP	2	5565256	44,70	29,00
200	0,15	14 / 23	PP	2	5276450	40,60	26,50
250	0,15	14 / 23	PP	2	5276451	42,40	27,50
500	0,25	19 / 26	PP	2	5276452	50,10	32,50
1000	0,4	24 / 29	PP	1	5276453	44,30	29,00
1000 W	0,6	29 / 32	PP	1	5276435	48,65	31,50
2000	0,6	29 / 32	PP	1	5276454	60,60	39,50
5000	1,2	34 / 35	PE	1	5276455	116,65	76,00
10000	2,0	45 / 40	PE	1	5276436	229,95	150,00

W = Weithals.

Messkolben aus Braunglas mit weißer Graduierung

Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker weißer Emailfarbe.

Inhalt ml	Fehlergrenze ± ml	NS	Stopfen	VE	Best.-Nr.	Katalogpreis EUR	Aktion EUR
5 W	0,04	10 / 19	PP	2	5276020	48,00	31,00
10 W	0,04	10 / 19	PP	2	5276021	48,00	31,00
20	0,04	10 / 19	PP	2	5276022	47,90	31,00
20 W	0,06	12 / 21	PP	2	5565257	51,20	33,00
25	0,04	10 / 19	PP	2	5276023	47,90	31,00
25 W	0,06	12 / 21	PP	2	5565258	51,20	33,00
50	0,06	12 / 21	PP	2	5276024	50,00	32,50
50 W	0,10	14 / 23	PP	2	5276025	51,10	33,00
100	0,1	14 / 23	PP	2	5276026	51,70	33,50
200	0,15	14 / 23	PP	2	5276027	64,40	42,00
250	0,15	14 / 23	PP	2	5276028	71,40	46,00
500	0,25	19 / 26	PP	2	5276029	89,50	58,00
1000	0,4	24 / 29	PP	1	5276030	69,35	45,00

W = Weithals.



WUSSTEN SIE SCHON?

In unserem Online Shop finden Sie ausführliche Informationen zu allen Geräten, weitere tolle Produkte und auch Aktionen.

Schauen Sie rein! 



JETZT BESTELLEN.



per E-Mail an bestellwesen@omnilab.de oder



telefonisch unter +49 342 998037100



im Online-Shop

 **OMNILAB**

**OMNILAB-LABORZENTRUM
GmbH & Co. KG**

Robert-Hooke-Str. 8
28359 Bremen

Telefon +49 (0) 421 17599-0

Fax +49 (0) 421 17599-300

info@omnilab.de

www.omnilab.de

Die Aktionspreise sind nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.

Die Preise sind in Euro angegeben und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Abbildungen zum Teil ähnlich. Alle genannten Preise gelten nur für den deutschen Markt. Kein Verkauf an Privatpersonen.