



Vakuumentchnik im System

OMNILAB
DAS BESTE FÜR IHR LABOR.

BESTBESETZUNG FÜR IHR LABOR

Der VARIO® Chemie-Pumpstand PC 3001 VARIO select kennt Ihre Anwendung

VACUUBRAND® Chemie-Membranpumpen bieten unübertroffene Langzeitperformance – selbst bei rauen Bedingungen. Dank hochwertiger Fluorkunststoffe, präziser Fertigungsverfahren und 100 % Qualitätskontrolle garantieren VACUUBRAND Chemie-Membranpumpen kompromisslose Chemiebeständigkeit, lange Wartungsintervalle und jahrelange Zuverlässigkeit.

**800 EUR
geschenkt!**



- ✓ Kurze Lieferzeit
- ✓ Flüsterleise
- ✓ Reproduzierbare Ergebnisse
- ✓ Stromsparend

Gültig vom 01. Oktober 2021 bis 31. Dezember 2021

VARIO® Chemie-Pumpstand PC 3001 VARIO select VACUUBRAND

VARIO®-Pumpen regeln das Vakuum punktgenau über die Motordrehzahl. Auf diese Weise lassen sich kürzeste Prozesszeiten und reproduzierbare Ergebnisse realisieren. Die Pumpe läuft nie schneller als nötig. Das spart Strom, verlängert die Wartungsintervalle und macht die Pumpe flüsterleise.

- Endvakuum: 2,0 mbar.
- Saugvermögen: 2,0 m³ / h.

Anwendungsfeld Rotationsverdampfer

Schluss mit „Babysitting“ – mit der automatischen Verdampfung werden mit nur einem Knopfdruck Siedepunkte zuverlässig erkannt und der Prozessdruck dem Verlauf der Verdampfung optimal angepasst. So werden auch kritische Lösemittelgemische ganz ohne Aufschäumen in kürzester Zeit verdampft.

~~4.465,00~~

Best.-Nr. 5446114

3.665,00



**VACUUBRAND VARIO® Chemie-Pumpstand PC 3001 VARIO select
schon ab 200,92 € / Monat leasen*. Laufzeit 63 Monate.**

* Die bis zur vollständigen Inbetriebnahme anfallenden Dienstleistungen können komplett in den Vertrag integriert werden. Dieses Angebot gilt vorbehaltlich einer Bonitätsprüfung.

Für weitere Details fragen Sie unsere Leasing-Spezialisten unter omnilab.de/leasing.

JETZT BESTELLEN.



per E-Mail an bestellwesen@omnilab.de oder



telefonisch unter +49 342 998037100



im Online-Shop

 **OMNILAB**

**OMNILAB-LABORZENTRUM
GmbH & Co. KG**

Robert-Hooke-Str. 8
28359 Bremen

Telefon +49 (0) 421 17599-0
Fax +49 (0) 421 17599-300

info@omnilab.de
www.omnilab.de

Die Aktionspreise sind nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.

Die Preise sind in Euro angegeben und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Abbildungen zum Teil ähnlich. Alle genannten Preise gelten nur für den deutschen Markt. Kein Verkauf an Privatpersonen.