



Vakuumentchnik im System

**OMNILAB**  
DAS BESTE FÜR IHR LABOR.

# INNOVATION DER VAKUUMTECHNIK

Die neuen Schraubenpumpen von VACUUBRAND laufen zu 100 % ölfrei im Druckbereich von Atmosphärendruck bis  $10^{-3}$  mbar. Für saubere Prozesse ohne Kontamination - effizient und unterbrechungsfrei.

**NEU**

Sauber im  
 $10^{-3}$  mbar Bereich

100% ölfrei

Chemiebeständige  
Materialien (10C)



Keine  
Verschleißteile

Hohe Kondensat-  
verträglichkeit -  
schnelle Trocknung

Unterbrechungs-  
freier Betrieb

## Schraubenpumpen VACUU-PURE® 10 / 10C VACUUBRAND

Die trockenen Schraubenpumpen VACUU-PURE® 10 / 10 C übertragen konsequent die Vorteile der ölfreien Membranpumpentechnologie in den Druckbereich von  $10^{-3}$  mbar.

Die Pumpen arbeiten ölfrei über den gesamten Druckbereich von Atmosphärendruck bis zum Endvakuum. Sie meistern problemlos hohen Dampfanfall durch ihre außerordentlich gute Kondensatverträglichkeit.

Der integrierte Regenerationsmodus ermöglicht ein schnelles Trocknen der Pumpe nach Ende des Prozesses. Die Spindeln laufen berührungslos und damit abriebfrei.

- Saugleistung bis 10 m<sup>3</sup>/h
- Endvakuum (abs.)  $5 \times 10^{-3}$  mbar
- Geräuschpegel 55 dBA

**Schützt Labor  
und Umwelt**

- ✓ **100% ölfrei**
- ✓ **Keine Verschleißteile**
- ✓ **Sorgt für hochreines Vakuum und für kontaminationsfreie Abluft**
- ✓ **Kein Anfall an Altöl**
- ✓ **Keine Betriebsunterbrechungen für Ölwechsel**
- ✓ **Geringerer Zeitaufwand für die Prozessführung**
- ✓ **Einsparung bei den Betriebskosten**



### VACUU-PURE® 10 10 m<sup>3</sup>/h

#### Schraubenpumpe für nicht-korrosive Anwendungen

Anwendungen: Trocknung, Gefriertrocknung,  
Vorvakuumherzeugung für Turbomolekularpumpen,  
Analysentechnik.

Best.-Nr.  
5584836

**6.800,00**

### VACUU-PURE® 10C 9 m<sup>3</sup>/h

#### Chemiebeständige Schraubenpumpe für aggressive Gase und Dämpfe

Anwendungen: Trocknung, Gefriertrocknung,  
Schlenk Line, Destillation.

- Kühlfalle oft nicht notwendig.

Best.-Nr.  
5204865

**8.100,00**

# ZUBEHÖR



**VACUU-PURE® shuttle,  
fahrbares Untergestell**

Best.-Nr.  
5584844 **478,00**



**Communication Kit,  
USB-VACUU-BUS-Wandler**

Best.-Nr.  
5584476 **448,00**



**Emissionskondensator  
EK 600**

Best.-Nr.  
5204976 **216,00**

In unserem Online Shop finden Sie ausführliche Informationen zu allen Geräten, weiteres Zubehör, tolle Produkte und auch Aktionen.

**Schauen Sie rein!** 



## **JETZT BESTELLEN.**



per E-Mail an [bestellwesen@omnilab.de](mailto:bestellwesen@omnilab.de) oder



telefonisch unter +49 342 998037100



im [Online-Shop](#)

 **OMNILAB**

**OMNILAB-LABORZENTRUM  
GmbH & Co. KG**

Robert-Hooke-Str. 8  
28359 Bremen

Telefon +49 (0) 421 17599-0  
Fax +49 (0) 421 17599-300

info@omnilab.de  
www.omnilab.de

Die Aktionspreise sind nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.

Die Preise sind in Euro angegeben und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Abbildungen zum Teil ähnlich. Alle genannten Preise gelten nur für den deutschen Markt. Kein Verkauf an Privatpersonen.